

Service de Lymphologie du Dr Stéphane VIGNES

BANDAGE DES DOIGTS ET DE LA MAIN

FICHE PRATIQUE COMPLEMENTAIRE

Matériel utilisé lors du tutoriel et éventuels équivalents

BANDES :

Bande Rosidal®K 4cmx5m de Lohmann-Rauscher

Ou bande Biflexidéal® 3cmx5m de Thuasne.

Ou bande Raucolast® 5cmx3m de Lohmann-Rauscher, pour peau fragile.

Ou bande Nylex 5cmx3m de Urgo, pour peau fragile.



POUR FIXER :

Micropore ou sparadrap



Les bandes Somos longtemps utilisées de 3cmx4m de chez BSN medical ne sont plus fabriquées actuellement.